

시내교육용

피부에 최적화된 시술과 관리

ulkin + HIFU + RF + 레이저
+ 스킨부스터 + 수술 후 관리



ULKIN은 다양한 프로그램을 통해 다른 시술 후 재생관리와 붓기개선, 피부회복 등 시술효과를 극대화 할 수 있습니다.



ulkin

건강하고 탄력있는 피부는, 울킨

U L T R A S K I N

Specification

- Handpiece



- Product

Rated Input Voltage	AC 100V~240V.50/60Hz	Interface	10.1inch TFT LCD (1,024 X 600px)
Max. Input Current	10A	Dimensions of Main body	281 X 280 X 215mm (monitor open) (W x D x H)
Power Consumption	40W	Weight of Main body	4.7Kg (with handpieces, without cart)



TEL. 02-3672-1291~4 URL. www.medicon.co.kr E-MAIL. medicon@medicon.co.kr
☎메딕콘 서울사무소 | 서울시 사임당로 26 신명빌딩 4F 공 장 | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-2,101호

 14 in 1 Treatment sono

 Dual Micro Massaging

 Nano-phoresis mode



ULKIN은 멀티 고밀도 초음파 에너지를 피부층에 맞게 전달하여 세포막 두께보다 작은 파장으로 세포를 활성화 시킴으로써 Face 부터 Body까지 관리가 가능합니다.



14가지 트러블 피부 케어

- + 재생 Regeneration
- + 탄력 Elasticity
- + 주름 Wrinkles
- + 미백 Whitening
- + 여드름 Acne
- + 흉터 Scars
- + 리프팅 Lifting
- + 보습 Moisturizing
- + 탄살 Stretch marks
- + 아토피 Atopy
- + 습진 Eczema
- + 멍 Bruise
- + 홍조 Facial flushing
- + 슬리밍 Slimming

울킨 임상 시술

BEFOR & AFTER

- 40대 여성 시술 전후 - 미백/주름/탄력개선



- 50대 남성 시술 전후 - 홍조/붓기개선



- 30대 여성 시술 전후 - 탄살/상처개선



- 30대 남성 시술 전후 - 여드름개선




콜라겐과 피부 수분도를 높여주어 다양한 피부질환이 개선됩니다.

울킨 시술 원리

ULKIN MECHANISM

ULKIN은 1MHz, 3MHz, 10MHz의 교차 파장 초음파를 사용하여 통증이나 부작용 없이 피부 속에 고밀도 진동 에너지를 전달하여 세포 자체의 활성인자 촉진과 콜라겐, 피부 수분도를 높여주는 피부관리 장비입니다.



피부 트러블이나 자연 노화로 인해 세포의 노화가 진행됩니다.

울킨은 피부의 세포막 두께보다 작은 파장으로 초당 1,000만회의 고밀도 진동 에너지를 전달합니다.

세포의 활성인자가 촉진되어 수분 몰광 보호막이 형성됩니다.

피부 컨디션에 따라 주파수/강도/모드를 선택할 수 있습니다.

울킨 특징점

ULKIN FEATURES

- 01 노화로 인한 문제성 피부의 근본적 원인 조절
- 02 무너진 세포 회복과 활성화로 콜라겐 재생
- 03 피부 세포의 활력과 건강도 지속 유지
- 04 비침습 시술로 자연스러운 피부 세포 활성화 촉진
- 05 한가지 시술로 피부톤, 결, 보습, 피부질환 개선
- 06 1MHz / 10MHz 단일로 유효성분 흡수 촉진

